

RUS | ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 Качество одобрено SD BIOSENSOR / Только для диагностики in vitro

STANDARD Q

REF Q-NCOV-01G

COVID-19 Ag

STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag), Lot № QCO30200371

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДО НАЧАЛА ТЕСТИРОВАНИЯ

SD BIOSENSOR

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем)



Пробирка с буфером для экстракции



Насадка с капельницей



Стерильный тампон для взятия мазка



Набор пленочных этикеток




Инструкция к медицинскому изделию

ПОДГОТОВКА

1 Внимательно прочтите инструкцию по использованию теста STANDARD Q COVID-19 Ag.




2 Проверьте срок годности на обратной стороне упаковки. Не используйте тест, если срок годности истек.



3 Проверьте тест-кассету и осушитель в упаковке из фольги.



<Упаковка из фольги>



<Тест-кассета>




Желтый: Действительный
 Зеленый: Недействительный


<Осушитель>

ВЗЯТИЕ ОБРАЗЦОВ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ


1 Для забора образца из носоглотки, введите стерильный тампон для забора проб (любой зарегистрированный) в носидрю пациента, достигая задней поверхности носоглотки.




2 Используя плавное вращение, вводите тампон, пока сопротивление не будет достигнуто на уровне носовой раковины. Несколько раз проверните тампоном по стенке носоглотки.




3 Осторожно выньте тампон из носидрю. Тестирование образцов необходимо провести сразу после забора. Без использования транспортных средств, сразу же используйте образец и пробирку с буфером.




4 Допускается хранение образцов при комнатной температуре до 1 часа или при 2-8 °C до 4 часов перед тестированием. Вставьте тампон в пробирку с буфером для экстракции. Сжимая пробирку, поверните тампон более 5 раз.




5 Выньте тампон, продолжая сжимать пробирку, для отделения жидкости из тампона.



6 Плотно закройте пробирку с буфером насадкой с капельницей



7 Нанесите 3 капли выделенного образца в кювету для образцов тестовой кассеты



8 Проверьте результат через 15-30 минут.




Проверить результат через 15-30 мин.
 Не проверять после 30 мин.



ВНИМАНИЕ! Не проверяйте результат после истечения 30 минут. Результат может быть недостоверным.


ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ




Covid-19 Ag Положительный

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ



НЕДОСТОВЕРНЫЙ



Контрольная линия «С»
 Тестовая линия «Т»

1. Цветная полоса появится в верхней части окна результатов, подтверждая правильную работу тестовой кассеты. Эта полоса является контрольной линией (С).
 2. Цветная полоса появится в нижней части окна результатов. Эта полоса является тестовой линией антигена SARS-CoV-2 (Т).
 3. Даже если контрольная линия очень слабая, или тестовая линия не однородна, тест следует считать выполненным с положительным результатом.

* Появление любой линии, не зависимо от ее яркости, подтверждает положительный результат теста.
 * Положительный результат следует рассматривать в сочетании с историей болезни и другими доступными данными.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Интегрированный контроль: для соответствия установленным требованиям по контролю качества, в структуру Набора реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag) встроен специальный механизм контроля: полоска контроля (С). Окрашивание полоски контроля (С) должно развиваться в любом случае после добавления испытуемого образца. При надлежащем выполнении всех требований процедуры тестирования, и при использовании предписанного объема образца, через 10 минут после начала тестирования в окошке для считывания результатов должно наблюдаться развитие окрашивания контрольной полоски. При отсутствии выраженного окрашивания полоски контроля через 10 минут, тест должен рассматриваться как недействительный, независимо от того, развивается ли окрашивание на полоске тестирования. В указанном случае необходимо выполнить тестирование повторно с использованием новой тест-системы.

ПОЯСНЕНИЕ И АННОТАЦИЯ

[Назначение медицинского изделия]

Набор реагентов для иммунографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag). Lot №OC03020037.

[Назначение медицинского изделия]

Предназначен для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в биологическом материале человека (мазок из носоглотки). Набор является вспомогательным инструментом для ранней диагностики SARS-CoV-2 у пациентов с клиническими симптомами инфекции SARS-CoV-2. При тестировании биологических образцов с использованием Набора, полученные результаты, свидетельствующие о реактивности образца, должны быть подтверждены при помощи альтернативных методов анализа. Набор предназначен только для выполнения лабораторной диагностики в условиях in vitro. Медицинское изделие предназначено для применения только профессиональными работниками системы здравоохранения.

[Область применения]

Клиническая лабораторная диагностика. Инфекционные отделения государственных лечебно-профилактических учреждений. Диагностические лаборатории. Частные медицинские центры, обладающие необходимым оборудованием. Медицинские изделия применяются специалистами: врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник, средний медицинский персонал. Только для профессионального применения.

[Введение]

Коронавирус — это одноклеточный РНК вирус положительного направления с оболочкой диаметром до 120 нм. Его генетический материал является крупнейшим из всех РНК вирусов и важным патогеном многих домашних животных и болезней человека. Он может вызвать различные острые и хронические заболевания. Общие признаки человека, зараженного коронавирусом, включают респираторные симптомы, лихорадку, кашель, затрудненное дыхание и одышку. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть. Новый коронавирус 2019 года, или SARS-CoV-2 (COVID-19), был обнаружен в связи со случаями вирусной пневмонии в провинции Ухань в 2019 году, и название было присвоено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 12 января 2020 года. ВОЗ подтвердила, что COVID-19 может вызывать простуду, ближневосточный респираторный синдром (MERS) и более серьезные заболевания, такие как тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Данный Набор предназначен для вспомогательной диагностики коронавирусной инфекции, полученные результаты должны быть подтверждены при помощи альтернативных методов анализа.

[Показания]

Показания: Для качественного определения наличия антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки или с клинической симптоматикой респираторного заболевания в сопоставлении на инфекцию COVID-19.

[Противопоказания]

1. Истекший срок годности теста.
2. Нарушена упаковка изделия.
3. Ненадлежащие условия хранения и транспортирования.
4. Другие противопоказания отсутствуют, за исключением случаев, когда забор материала не может быть осуществлен по медицинским показаниям.

[Почтовые действия]

Не применимо для данного медицинского изделия.

[Потенциальные потребители]

Набор предназначен для использования персоналом клинико-диагностических лабораторий в возрасте старше 18 лет, имеющим высшее и среднее медицинское, биологическое образование, прошедшим соответствующую профессиональную подготовку в области вирусных методов и методов безопасной работы с патогенными биологическими агентами III группы патогенности.

[Функциональное назначение]

Набор используется, как вспомогательное средство в ранней диагностике. Результаты тестирования на антиген не должны использоваться в качестве единственного основания для подтверждения или исключения инфицирования SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции.

[Принцип действия]

Набор реагентов для иммунографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag) имеет две предвращающие крышки линии (контрольную линию «С» и тестовую линию «Т») на поверхности нитроцеллюлозной мембраны. Обе линии не видны до применения образца. Мышечные моноклональные анти SARS-CoV-2 антигена нанесены на тестовую линию и мышечные моноклональные anti-Chicken IgY антигена нанесены на контрольную линию. Мышечные моноклональные анти SARS-CoV-2 антигена, конъюгированные с частицами крахмала, используются для определения наличия антигена SARS-CoV-2. Во время тестирования антиген SARS-CoV-2 в образцах взаимодействует с моноклональным антигеном anti-SARS-CoV-2, конъюгированным с частицами крахмала, образуя комплекс цветных частиц антиген-антиген. Этот комплекс проходит по мембране мембраны просачиваясь до тестовой линии, где он перехватывается мышечными моноклональными анти-SARS-CoV-2 антигенами, образуя видный результат. Если в образце присутствуют антигены SARS-CoV-2, интенсивность окрашенной тестовой линии будет варьироваться в зависимости от количества антигена SARS-CoV-2, присутствующего в образце. Если антигены SARS-CoV-2 отсутствуют в образце, то тестовая линия не проявляется. Контрольные линии используются для процедурного контроля и должны всегда отображаться, если процедура тестирования выполнена правильно и тестовые реагенты контрольной линии работают.

[Комплектность]

Изделие представляет собой набор реагентов, в составе которого находится:

№	Состав набора	Варианты исполнения Lot № OC03020037	Вариант 2	Вариант 3	Lot № OC03020018A
1	Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осциллирующей шт.)	1	5	25	25
2	Пробирка с буфером для экстракции, шт.	1	5	25	25
3	Насадка с капиллярной шт.	1	5	25	25
4	Стерильный тампон для впитывания мазка, шт.	1	5	25	25
5	Набор плечных этикеток, шт.	1	1	1	—
6	Инструкция к медицинскому изделию, шт.	1	1	1	1

[1] Тестовая кассета

Компонент	Спецификация	Количество
Мембрана	Моноклональные антигены к COVID-19	1 ± 0.2 мкг
	Моноклональные антигены к IgY курицы	1 ± 0.2 мкг
Подложка с конъюгатом	Моноклональные антигены к COVID-19	0.11 ± 0.02 мкг
	Осциллирующая шт	0.13 ± 0.02 мкг
	Запасная подложка	4.0 X 17.0 мм
Подложка	Абсорбирующая подложка	4.0 X 18.0 мм
	Подложка для образца	4.0 X 13.0 мм
	Базовая подложка	4.0 X 6.0 мм
Пластиковый корпус	Корпус (ABS-пластик) — верхняя часть	тест: 20.0 X 70.0 мм
	Корпус (ABS-пластик) — нижняя часть	тест: 20.0 X 70.0 мм

[2] Пробирка с буфером для экстракции

— триглицериды Х-100, натрия хлорид, казеин, натрия азид.
[Материалы, не входящие в комплект поставки]
Одноразовые медицинские перчатки.
[Контакт с организмом человека]
Кровяной контакт с кожей.
[Перечень материалов животного или человеческого происхождения]
Медицинское изделие изготовлено без использования материалов животного происхождения.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Клиническое исследование]

Эффективность Набора реагентов для иммунографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag) для быстрого обнаружения антигена SARS-CoV-2 была проведена в проспективном, слепом, рандомизированном исследовании в одном из медицинских учреждений Малайзии, во время пандемии SARS-CoV-2 в 2020 г. В общей сложности были испытаны 202 перспективных образца данных Набором. Эти образцы состояли из мазков из носоглотки от пациентов с симптомами коронавируса. Результаты Набор реагентов для иммунографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag) сравнивали с коммерческим мультитеплым анализом.

Набор реагентов для иммунографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag) показал 84.38% чувствительности.

Таблица 1. Сводная информация о чувствительности Набора реагентов для иммунографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag) по сравнению с ПЦР-анализом.

	ПЦР		Итого
	Положит.	Отрицат.	
Тест STANDARD Q COVID-19 Ag	27	0	27
	Отрицат.	5	5
	Итого:	32	32
Чувствительность:	84.38% (27/32, 95% CI, 67.21% — 94.73%)		

[Специфичность]

Набор реагентов для иммунографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag) показал 100% специфичности.

Таблица 2. Краткое изложение специфичности Набора реагентов для иммунографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag) по сравнению с ПЦР-анализом.

	ПЦР		Итого
	Положит.	Отрицат.	
Тест STANDARD Q COVID-19 Ag	0	0	0
	Отрицат.	170	170
	Итого:	170	170
Специфичность:	100.00% (0/170, 95% CI, 97.85% — 100%)		

В ходе проведения клинико-лабораторных испытаний на территории РФ (по данным клинико-лабораторных испытаний ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ г. Москва) были получены следующие диагностические характеристики: диагностическая чувствительность 96,0% (95% доверительный интервал (ДИ) [86,19;94%]), диагностическая специфичность 100% (95% ДИ [86,28;100%]).

[Предполагаемые результаты]
В исследовании использовались штаммы «SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NCCP_43326/2020 / Korea». Тип культивируемого вируса был подтвержден методом ПЦР. Клетка инфицируется и проникает в образцы мазка из носоглотки.

Прогнозируемый штамм 2019-nCoV	NCCP_43326/2020 / Korea								
	1/10	1/100	1/200	1/400	1/800	1/1600	1/3200	1/6400	1/12800
Разбавление	1X 10 ¹ TCID ₅₀ /мл	1X 10 ² TCID ₅₀ /мл	1X 10 ³ TCID ₅₀ /мл	1X 10 ⁴ TCID ₅₀ /мл	1X 10 ⁵ TCID ₅₀ /мл	1X 10 ⁶ TCID ₅₀ /мл	1X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	1X 10 ⁸ TCID ₅₀ /мл	1X 10 ⁹ TCID ₅₀ /мл
Концентрация (TCID ₅₀ /мл)	1X 10 ¹	1X 10 ²	5X 10 ²	2,5X 10 ³	1,25X 10 ⁴	6,12X 10 ⁴	3,06X 10 ⁵	1,53X 10 ⁶	7,1X 10 ⁶
Интенсивность 5 репликций	100%	100%	100%	100%	100%	80%	0%	0%	0%
Уровень определения 20 репликций до уровня отсечки	NA	NA	NA	NA	10% (14/20)	56% (70/20)	0% (0/20)	NA	NA
Самая низкая концентрация с однократной положительностью на анализированный компонент	1,25 X 10 ⁴ TCID ₅₀ /мл								
Предел обнаружения (ПО) вирусного штамма	1,25 X 10 ⁴ TCID ₅₀ /мл								

[Перекрестная реактивность]
Перекрестной реактивности с потенциальными перекрестно-реактивными веществами, за исключением SARS-коронавируса, не выявлено.

Вирус/Бактерия/ Паразит	Штамм	Источник/Тип образца	Концентрация	Результаты	
Коронавирус SARS	Urbani	Всплачивавший вирус	1,4 X 10 ⁷ PFU	ПОЛОЖИТ.	
	Jeddah-1-2019	Бесплодотворенный вирус	10 мкг/мл	ОТРИЦАТ.	
	Тип 1	Корейский банк патогенных вирусов	3 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Тип 3	Национальная Коллекция патогенных вирусов	1,5 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Тип 5	Корейский банк патогенных вирусов	4 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
Аденовирус	Тип 7	Корейский банк патогенных вирусов	1,5 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Тип 8	Корейский банк патогенных вирусов	4 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Тип 11	Корейский банк патогенных вирусов	4 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Тип 18	Корейский банк патогенных вирусов	4 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Тип 23	Корейский банк патогенных вирусов	4 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
Грипп А	Тип 55	Корейский банк патогенных вирусов	4 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	HNI Delvet	Корейский банк патогенных вирусов	3 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	HNI WS/43	Корейский банк патогенных вирусов	3 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	HNI Pul-09	Корейский банк патогенных вирусов	3 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	HNI New Jersey	Американская коллекция типовых культур	3 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
Грипп В	HNI Nevada/03/2011	Американская коллекция типовых культур	3 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	BI/Leif/40	Американская коллекция типовых культур	2,5 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	BI/Taiwan/2/62	Американская коллекция типовых культур	3 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Тип А	Американская коллекция типовых культур	3 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Тип В	Американская коллекция типовых культур	3 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
Респираторно-синцитиальный вирус	Bloomington-2	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 ⁷ клет./мл	ОТРИЦАТ.	
	Los Angeles-1	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 ⁷ клет./мл	ОТРИЦАТ.	
	82A305	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 ⁷ клет./мл	ОТРИЦАТ.	
	k	Yonsei Univ./Inactivated and filter	5 X 10 ⁷ клет./мл	ОТРИЦАТ.	
	Edman HN878 CDC/551	5 X 10 ⁷ клет./мл	ОТРИЦАТ.		
Legionella pneumophila	4752-98 (Maryland 175-16)	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 ⁷ клет./мл	ОТРИЦАТ.	
	262 (CIP 104340)	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 ⁷ клет./мл	ОТРИЦАТ.	
	Stovakia 14-10 (1290551)	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 ⁷ клет./мл	ОТРИЦАТ.	
	Typing strain 11 (NCIB 8241, SF 330)	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 ⁷ клет./мл	ОТРИЦАТ.	
	Mutant 22	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 ⁷ клет./мл	ОТРИЦАТ.	
Mycobacterium tuberculosis	H strain of Easton Agent (NCTC 10719)	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 ⁷ клет./мл	ОТРИЦАТ.	
	M29-87	Американская коллекция типовых культур	5 X 10 ⁷ клет./мл	ОТРИЦАТ.	
	Нет данных	Биоки/Обычная назальная мочка, взятая у здоровых сотрудников SD Biosensor	Нет данных	ОТРИЦАТ.	
	222E	Zepatomibiotivnyy	1 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	OC43	Zepatomibiotivnyy	1 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
Коронавирус	NE63	Zepatomibiotivnyy	1 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Florida/1	Zepatomibiotivnyy	4 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Urbani/1	Zepatomibiotivnyy	4 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Arabia_2014	Zepatomibiotivnyy	4 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Эпитемовирус человека (EMCV) 3 тип В1	Peru2-2002	Zepatomibiotivnyy	1 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.
Эпитемовирус человека (EMCV) 16 тип А	WJ0-2003	Zepatomibiotivnyy	1 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Тип 1	Zepatomibiotivnyy	1 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Тип 2	Zepatomibiotivnyy	1 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Тип 3	Zepatomibiotivnyy	1 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Тип 4A	Zepatomibiotivnyy	1 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
Вирс парангрипп	Нет данных	Zepatomibiotivnyy	1 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.	
	Риновирус А16	Нет данных	Zepatomibiotivnyy	1 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл	ОТРИЦАТ.

* Коронавирус человека HCU1 не был протестирован. Процент идентичности нуклеотидной базовой последовательности между HCU1 и SARS-CoV-2 имел 35%.

[Интерференция]
Результаты показали, что Набор реагентов для иммунографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag) не испытывал влияния со стороны эндогенных/экзогенных веществ предельных концентраций в таблице.

Потенциально мешающее вещество	Концентрация	Результат
Респираторные образцы		
Мушкет: бычья подорожная железа, тип LS	100 мкг/мл	ОТРИЦАТ.
Кровь (человеческая), ЭДТА-антикоагулированная	5% (раствор)	ОТРИЦАТ.
Биологический	100 мкг/мл	ОТРИЦАТ.
Несенсибири (Фенилэфрин)	10% (раствор)	ОТРИЦАТ.
Насальный спрей Адрин (Оксиметазолин)	10% (раствор)	ОТРИЦАТ.
Солевой насальный спрей	10% (раствор)	ОТРИЦАТ.
Гематопатогенное лекарство от аллергии		
Гомеопатический гель Zsani для снятия аллергии	5% (раствор)	ОТРИЦАТ.
Кромоллин натрия	20 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Олопатадин гидрохлорид	10 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Антигистаминные препараты		
Занитамид (Грипп)	5 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Опальматадин (Грипп)	10 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Артетемид-люмефантерин (Малария)	50 мкг	ОТРИЦАТ.
Доксицилин Гидрат (Малария)	70 мкг	ОТРИЦАТ.
Хинин (Малария)	150 мкг	ОТРИЦАТ.
Ламивудин (ретровирусный препарат)	1 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Рибавирин (BCF)	1 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Даказавин (BCF)	1 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Даказавин (BCF)	1 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Противовоспалительные препараты		
Ацетилсалициловая кислота	199 мкг	ОТРИЦАТ.
Ибупрофен	3,62 мкг	ОТРИЦАТ.
Ибупрофен	2,425 мкг	ОТРИЦАТ.
Антибиотики		
Мурицин	10 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Тобрамицин	5 мг/мл	ОТРИЦАТ.
Эритромицин	81,6 мкг	ОТРИЦАТ.
Ципрофлоксацин	30,2 мкг	ОТРИЦАТ.

Потенциально интерферирующие вещества	Концентрация	Уровень вирусного штамма (кратно ТД)	Результат (Обнаружено ХЗ)
Респираторные образцы			
Мушкет: бычья подорожная железа, тип LS	100 мкг/мл	Среды культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл)	ПОЛОЖИТ.
Кровь (человеческая), ЭДТА-антикоагулированная	5% (раствор)		ПОЛОЖИТ.
Биологический	100 мкг/мл		ПОЛОЖИТ.
Несенсибири (Фенилэфрин)	10% (раствор)	Среды культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл)	ПОЛОЖИТ.
Насальный спрей Адрин (Оксиметазолин)	10% (раствор)	Среды культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл)	ПОЛОЖИТ.
Солевой насальный спрей	10% (раствор)	Среды культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл)	ПОЛОЖИТ.
Гематопатогенное лекарство от аллергии			
Гомеопатический гель Zsani для снятия аллергии	5% (раствор)	Среды культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл)	ПОЛОЖИТ.
Кромоллин натрия	20 мг/мл	Среды культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл)	ПОЛОЖИТ.
Олопатадин гидрохлорид	10 мг/мл	Среды культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл)	ПОЛОЖИТ.
Антигистаминные препараты			
Занитамид (Грипп)	5 мг/мл	Среды культивируемого вируса SARS-CoV-2 концентрация 1800 (1,25 X 10 ⁷ TCID ₅₀ /мл)	ПОЛОЖИТ.
Опальматадин (Грипп)	10 мг/мл		ПОЛОЖИТ.